

Ryggdyna med svank & Ryggdyna enkel

Ryggdyna med svank

Med hjälp av kardborrebanden sätts ryggdynan fast på köksstol eller rullstol, kan även användas i bil. I rullstol med hängmattesits placeras ryggdynan med den runda formen ner mot sittytan. Justera ryggdynan i höjddled och lås fast med kardborrebanden.

Ryggdyna enkel

Med hjälp av resårbandet sätts ryggdynan fast på köksstol eller rullstol.

Art.nr, storlek och ISO-kod

Ryggdyna med svank

Bredd (cm)	Höjd (cm)	Svank (cm)	Art.nr
37	48	5	B607
42	48	5	B609
47	48	5	B611
37	48	7	B608
42	48	7	B610

Ryggdyna enkel

Bredd (cm)	Höjd (cm)	Djup (cm)	Art.nr
36	43	3	B60536
40	43	3	B60540

ISO-kod: 180945.

Dynan är märkt med EAN-13 streckkod enligt 73 400473 AAAA K.

Rengöring och skötsel

Kardborrebanden sätts ihop innan maskintvätt. (Ryggdyna med svank)

Överdraget tvättas i 60 grader med avigsidan utåt och igendraget blixtlås, centrifugeras och lufttorkas. Efter tvätt är det mycket viktigt att montera överdraget rätt. Kontrollera att märkningen på stommen överensstämmer med märkningen på överdraget. Se till att "peta ut" alla hörn och att överdraget passar bra på stommen.

Målgrupp

Klassisk ryggdyna som ger bra stöd för rygg och svank.

Avsedd för rullstolar med hängmattesits utan vadderad rygg.

Kvalitet, miljö och brandsäkerhet

Två års garanti gäller material och tillverkningsfel.

Dynan uppfyller ISO7176-16 enligt brandtest utförd av Swerea IVF i Mölndal.

Tillverkning sker i Sverige av BIMA Plastteknik AB. Om du behöver mer information är du välkommen att kontakta vår kundservice på 0340-419 50 eller via e-post: info@bimaplastteknik.se.

BIMA Plastteknik AB är kvalitetscertifierad ISO9001 samt miljöcertifierad ISO14001.

Företaget är anslutet till REPA-registret.

Efter förbrukning lämnas dynan till energiåtervinning i godkänd förbränningsanläggning.

CE-märkt enligt Läkemedelsverkets gällande föreskrifter (LVFS) Medicintekniska direktivet 93/42/EEG.

Dynan uppfyller Hjälpmedelsinstitutets kravspecifikation och är med i förteckningen över "Bra hjälpmedel".