

Bruksanvisning

Tag bort plastpåsen och iakttag hur dynan ska placeras.
Kildynan kan vändas med den högre eller den lägre sidan framåt.



OBS! Används dynan efter en höftledsoperation är det *mycket viktigt att den högre sidan är bakåt och den lägre sidan framåt*. Den opererade höftledsvinkeln får inte vara över 90 grader.

Kildyna enkel är försedd med ett handtag för att kunna bära med sig. Kildyna enkel med köksform och Radner har inte bärhandtag. Köksform används på köksstol och är försedd med knytband.
Radner är avsedd för arbets-/ kontorsstol för ökad rörlighet med benen.

Efter tvätt är det mycket viktigt att montera överdraget rätt. Kontrollera att märkningen på stommen överensstämmer med märkningen på överdraget. Se till att "peta ut" alla hörn och att överdraget passar bra på stommen.

Art.nr, storlek och brukarvikt

B30030	30x30x3/1cm	brukarvikt	30 – 60kg	B7016	40x43x6/2cm	brukarvikt	50 – 110kg
B30035	35x30x5/1cm	"	"	B7018	40x43x10/2cm	"	"
B300	38x38x6/1cm	"	50 – 90kg	B7026	45x43x6/2cm	"	50 – 125kg
B301	38x38x8/1cm	"	"	B7028	45x43x10/2cm	"	"
B302	38x38x10/1cm	"	"				
B306	40x40x3/1cm	"	50 – 110kg		Köksform		
B303	40x40x6/2cm	"	"	B308	39x36x5/2cm	brukarvikt	50 – 100kg
B304	40x40x8/2cm	"	"	B3087	39x36x7/2cm	"	50 – 110kg
B305	40x40x10/2cm	"	"	B3089	39x36x9/2cm	"	"
B30345	45x45x6/2cm	"	50 – 125kg				
B30445	45x45x8/2cm	"	"		Radner		
B30350	50x50x6/2cm	"	60 – 140kg	B3050	42x33x5/2cm	brukarvikt	50 – 100kg
B30450	50x50x8/2cm	"	"	B3070	42x33x7/2cm	"	50 – 110kg
				B3090	42x33x9/2cm	"	"

Dynan är märkt med EAN-13 streckkod enligt 73 400473 AAAA K.

Rengöring och skötsel

Löst överdrag tvättas i 60 grader med avigsidan utåt och igendraget blixtlås. Kan centrifugeras och torktumlas.

Dyna med överdrag kan tvättas med skontvätt 40 grader, utan torktumling. Torkas på galler med varmluft.
Var noga med att dynan är helt torr innan den används.

Målgrupp

Kildyna enkel, kildyna enkel med köksform och Radner tillhör isokod 180942 Kildynor.

Används för att positionera bäckenet bakåt eller framåt.

Kan även användas efter en höftledsoperation, för att höftledsvinkeln ska bli ca 70 grader.

Viktigt! Den höga sidan ska vara bakåt. Dynan positionerar då båda låren framåt.

Kvalitet, miljö och brandsäkerhet

Dynan uppfyller ISO7176-16 enligt brandtest utförd av Swerea IVF i Mölndal.

Tillverkas i Sverige av BIMA Plastteknik AB, Trålvägen 5, 432 74 Träslövsläge.

Om du behöver mer information är du välkommen att kontakta vår kundservice på 0340-419 50 eller via e-post: info@bimaplastteknik.se

Överdraget tillverkas av Trevira CS textil som är brandsäker utan att vara allergiframkallande och miljöbelastande.

BIMA Plastteknik AB är kvalitetscertifierad enligt ISO9001 samt miljöcertifierad enligt ISO14001.

Efter förbrukning lämnas dynan till energiåtervinning i godkänd förbränningsanläggning.

Företaget är anslutet till REPA-registret

Två års garanti gäller material och tillverkningsfel. Dynan är brandsäker hela livslängden även efter tvätt.

CE-märkning enligt Läkemedelsverkets föreskrifter LVFS 2003:11 samt att teknisk dokumentation och en försäkran om överensstämmelse finns för den registrerade produkten.

Dynan uppfyller Hjälpmedelsinstitutets kravspecifikation och är med i förteckningen "Bra hjälpmedel".