

Bima Dartex inkontinensöverdrag

Överdraget är utformad som en hätta med resår, vilket förenklar t.ex. vid tvätt.
 HD-stol, heltäckande överdrag med dragkedja, fastsättning med kardborreband.
 Överdraget har en yta som är lätt att torka av och hålla ren. Undersida av polyuretan för att skydda mot inkontinens och smuts.

Notera hur skyddsöverdraget ska placeras på dynan.

Den svarta etiketten med gul text (BAK) visar vad som är bak på överdraget.

Kontrollera att storleken på överdraget överensstämmer med storleken på dynan.

För skräddarsydda överdrag kontrollera att artikelnummer och artikeltext motsvarar rätt dyna.

För bästa passform är det viktigt att montera överdraget rätt. Notera märkningen. Se till att "peta ut" alla hörn och att överdraget passar bra på stommen.

Art.nr, mått och ISO-kod

Universella inkontinenshättor

Art.nr	Mått (cm)
19-1	25x25
19-2	30x30
19-3	30x35
19-9	35x40
19-4	40x40
19-5	40x45
19-6	50x45
19-7	50x50
19-8	55x50

Heltäckande inkontinensöverdrag till HD-stolen

Art.nr	Mått (cm)
190-6	HD Sits smal 38
190-7	HD Sits normal 45

ISO-kod: 180942 AH Överdrag

Dynan är märkt med EAN-13 streckkod enligt 73 400473 AAAA K.

Rengöring och skötsel

Överdraget tvättas i 60 grader, centrifugeras och lufttorkas. Mycket slitstark och tåligt, klarar även att rengöras med alkoholbaserade desinfektionsmedel.

Målgrupp

Komfortabelt och skyddande överdrag som används vid inkontinens. Det är enkelt och smidigt vid tvätt samt att ingen urindoft "sätter sig" i dynan.

Kvalitet, miljö och brandsäkerhet

Två års garanti gäller material och tillverkningsfel.

Uppfyller brandnorm EN1021-1, EN 1021-2.

Tillverkning sker i Sverige av Weda Sytjänst. Om du behöver mer information är du välkommen att kontakta vår kundservice på 0340-419 50 eller via e-post: info@bimaplastteknik.se.

BIMA Plastteknik AB är kvalitetscertifierad ISO9001 samt miljöcertifierad ISO14001.

Företaget är anslutet till REPA-registret.

Efter förbrukning lämnas överdraget till energiåtervinning i godkänd förbränningsanläggning.

CE-märkt enligt Läke-medelsverkets gällande föreskrifter (LVFS) Medicintekniska direktivet 93/42/EEG.